


Anti-Cdc16-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13042

Artikelnummer: CM0012732



Einführung

Hochwertiger anti-CDC16-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten CDC16. Geeignet für Zellzyklus- und Ubiquitin-Ligase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC16-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8881
Gen-ID	8881
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen CDC16 (Q13042) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13042
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel