


Anti-Cdc16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13042

Artikelnummer: CM0025708



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDC16 (APC6). Validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der APC/C-Komplex-Funktion, Zellzyklusregulation und Ubiquitinierungswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC16 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Spezies	Human
GeneID (Human)	8881
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 371-620 von humanem CDC16 (NP_003894.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13042
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche