


Anti-Cdc20 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12834

Artikelnummer: CM0014786



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CDC20, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murine CDC20, einen kritischen APC/C-Aktivator und Bestandteil des mitotischen Checkpoints. Geeignet für Forschung zu Zellzyklus und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC20 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	991
Gen-ID	991
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-270 von menschlichem CDC20 (NP_001246.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12834
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel