


Anti-Cdc20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12834

Artikelnummer: CM0015382



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes CDC20 (p55CDC) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Zellzyklus-, Mitose- und APC/C-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Spezies	Mensch
GenID	991
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem CDC20 (NP_001246.2?) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12834
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel