


Anti-Cdc23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujx2

Artikelnummer: CM0017187



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDC23 (APC8). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Spezies	Human
GeneID (Human)	8697
GeneID	8697
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem CDC23 (NP_004652.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJX2
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel