


Anti-Cdc25A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30304

Artikelnummer: CM0017697



Einführung

Kaninchen-Anti-CDC25A polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CDC25A (59 kDa). Wichtige Zellzyklus-Phosphatase für die Mitose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC25A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC25A2; CDC25A
Spezies	Human
GenelD (Human)	993
GenelD	993
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30304
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel