

Anti-Cdc25C-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30307

Artikelnummer: CM0002137



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-Cdc25C-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes Cdc25C, einen kritischen mitotischen Regulator und CDK1-Phosphatase. Ideal für Zellzyklus- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Cdc25C Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	995
GenID	995
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cdc25C (P30307) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30307
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel