

Anti-Cdc25C Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P30307

Artikelnummer: CM0022399



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CDC25C, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit CDC25C von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Mitose. SWISS: P30307.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC25C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	995
GenID	995
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-130 des menschlichen CDC25C (NP_001781.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30307
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel