


Anti-Cdc27 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30260

Artikelnummer: CM0012764



Einführung

CDC27 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, der gegen humanes und murines CDC27 (APC3) gerichtet ist. Wichtiges Werkzeug für die Erforschung des Zellzyklus und der APC/C-Ubiquitin-Ligase, mit einem vorhergesagten Gewicht von ~92 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC27 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D051430E; D17S978E; CDC27
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	996
Gen-ID	996
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 702-824 des menschlichen CDC27 (P30260) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P30260
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel