

Anti-Cdc34 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49427

Artikelnummer: CM0028900



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDC34 (UBE2R1, E2-CDC34). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Ubiquitinierungs- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC34 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Spezies	Human
Gen-ID	997
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-236 von humanem CDC34 (NP_004350.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49427
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche