

Anti-Cdc34 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49427

Artikelnummer: CM0012630



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CDC34 (UBE2R1), validiert für WB und ELISA. Erkennt das Ubiquitin-konjugierende Enzym E2 R1, das für den Ubiquitin-vermittelten Proteolyseweg und die Zellzyklusregulation essentiell ist. Ideal für die Forschung an Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC34 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Spezies	Human
GeneID (Human)	997
GeneID	997
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-236 von humanem CDC34 (P49427) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P49427
Protein-Gewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel