


Anti-Cdc37-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16543

Artikelnummer: CM0010140



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CDC37 (Hsp90-Co-Chaperon). Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der Kinas Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC37-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	P50CDC37; CDC37
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11140
GeneID	11140
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CDC37 (Q16543) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16543
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Gelkissen