


Anti-Cdc37 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q16543

Artikelnummer: CM0026964



Einführung

Anti-CDC37 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IP, ELISA in Proben von Mensch und Maus. Zielt auf Hsp90-Co-Chaperon Cdc37 (44 kDa) ab, das an der Kinase-Stabilisierung beteiligt ist. Ideal für Forschung zur Chaperonbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC37 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P50CDC37; CDC37
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11140
Gen-ID	11140
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des menschlichen CDC37 (NP_008996.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16543
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel