

Anti-Cdc42 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für If/Icc, Elisa - P60953

Artikelnummer: CM0016895



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes CDC42, optimiert für IF/ICC und ELISA. Zielt auf eine kleine GTPase ab, die an Zellpolarisierung, Migration und Zytoskelettumgestaltung beteiligt ist. Geeignet für zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC42 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	998
GenID	998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-186 von humanem CDC42 (NP_001782.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60953
Proteinmasse	21kDa
Versand	Eisbeutel