

Anti-Cdc42Ep1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q00587

Artikelnummer: CM0002799

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CDC42EP1 (BORG5/MSE55), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Aktin-Zytoskelett und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC42EP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11135
GenID	11135
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 292-391 von humanem CDC42EP1 (Q00587) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00587
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel