

Anti-Cdc42Ep3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uki2

Artikelnummer: CM0029467

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDC42EP3 (BORG2/CEP3), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Organisation des Aktin-Zytoskeletts und der Zellmorphologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC42EP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UB1; CEP3; BORG2; CDC42EP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10602
GenID	10602
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-254 von humanem CDC42EP3 (NP_006440.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKI2
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel