

Anti-Cdc45 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075419

Artikelnummer: CM0022377



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CDC45 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Wesentliche Kernkomponente der CMG-Helikase für den Einleitung der DNA-Replikation. Ideal für Zellzyklus- und Chromosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC45 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8318
Gen-ID	8318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem CDC45 (NP_003495.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75419
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel