

Anti-Cdc5L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99459

Artikelnummer: CM0025828



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDC5L (aa 563-802) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human- und Mausprotein. Ideal für Zellzyklus- und Pre-mRNA-Spleißforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC5L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	988
Gen-ID	988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 563-802 von humanem CDC5L (NP_001244.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99459
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel