


Anti-Cdc6-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q99741

Artikelnummer: CM0021434



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cdc6, validiert für Western Blot und ELISA. Nützlich für Studien zur DNA-Replikation und zum Zellzyklus-Checkpoint.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cdc6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Cdc6
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	990
GenID	990
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-560 von humanem Cdc6 (Q99741) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q99741
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel