

Anti-Cdca3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99618

Artikelnummer: CM0004464

Einführung

Hochwertiger Anti-CDCA3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches CDCA3, ein zellteilungszyklus-assoziiertes Protein, das am Eintritt in die Mitose beteiligt ist. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDCA3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Spezies	Mensch
Gen-ID	83461 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CDCA3 (Q99618) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99618
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel