

Anti-Cdca3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99618

Artikelnummer: CM0023838

Einführung

Anti-CDCA3 polyklonaler Antikörper von Kaninchen, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches und murines CDCA3, einen Auslöser für den Mitoseeintritt. Ideal für Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDCA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83461
GenID	83461
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus von humanem CDCA3 (NP_001284531.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99618
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel