

Anti-Cdca5 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96Ff9

Artikelnummer: CM0022910

Einführung

CDCA5 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen humanes CDCA5 (Sororin) erzeugt wurde. Validiert für WB und ELISA, reagiert er mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung der Schwesterchromatid-Kohäsion und der Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDCA5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SORORIN; CDCA5
Spezies	Human
Gen-ID	113130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 70-150 von humanem CDCA5 (NP_542399.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96FF9
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel