


Anti-Cdca8-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53HI2

Artikelnummer: CM0015868



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDCA8, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für die Forschung zu Mitose und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDCA8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55143
Gen-ID	55143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-124 des humanen CDCA8 (NP_060571.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53HL2
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku