


Anti-Cdca8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q53HL2

Artikelnummer: CM0013098



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CDCA8 (Borealin), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der mitotischen Regulation und des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDCA8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Spezies	Human
GeneID (Human)	55143
GeneID	55143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem CDCA8 enthält (NP_060571.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q53HL2
Proteingewicht	31kDa
Versand	Kühltasche