

Anti-Cdcp1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9H5V8

Artikelnummer: CM0010225

Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches CDCP1 (CD318, TRASK) gerichtet ist. Für Durchflusszytometrie. CDCP1 ist ein Zelladhäsionsprotein, das an Tumorprogression und Metastasierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CDCP1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64866
GenID	64866
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-666 von menschlichem CDCP1 (NP_073753.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H5V8
Proteingewicht	37kDa/72kDa/92kDa
Versand	Eisbeutel