

Anti-Cdcp1 Kaninchen-Polklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H5V8

Artikelnummer: CM0028278

Einführung

CDCP1 Kaninchen-polklonaler Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murine CDCP1, einem Zelladhäsions- und Tumorprogressionsmarker mit Funktionen bei der Leukämiediagnose und bei Stammzellpopulationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDCP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	64866
GeneID	64866
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-343 des menschlichen CDCP1 (NP_835488.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H5V8
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel