

Anti-Cdh11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55287

Artikelnummer: CM0029980

Einführung

Erforschen Sie Zelladhäsion und -migration mit diesem kaninchenpolyklonalen Anti-CDH11-Antikörper. Validiert für WB und ELISA, erkennt er menschliches CDH11 (OB-Cadherin) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Cadherin- und Fokaladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDH11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OB, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1009
Gen-ID	1009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-400 von menschlichem CDH11 (NP_001788.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55287
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel