

Anti-Cdh11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55287

Artikelnummer: CM0013118

Einführung

Anti-CDH11 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Mensch und Maus. Erkennt Cadherin-11, ein Zelladhäsionsprotein, das am Aufbau von Fokaladhäsionen und an der Migration beteiligt ist und für Knochen- und Hirnforschung relevant ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDH11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-400 von humanem CDH11 (NP_001788.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P55287
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel