

Anti-Cdh19-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H159

Artikelnummer: CM0014929

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CDH19 (Cadherin-19), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zur Zelladhäsion und Gewebesortierung, mit Kreuzreaktivität gegenüber humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDH19-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDH7; CDH7L2; CDH19
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	28513
GeneID	28513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 240-440 des humanen CDH19 (NP_066976.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H159
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel