


Anti-Cdh3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22223

Artikelnummer: CM0017908



Einführung

Kaninchen polyklonaler CDH3-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Cadherin-3 (P-Cadherin) ist ein kalziumabhängiges Zelladhäsionsprotein; ideal für Forschungs- und Diagnoseanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
Spezies	Human
GeneID (human)	1001
GeneID	1001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-350 von humanem CDH3 (NP_001784.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22223
Protein-Gewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel