

Anti-Cdh8-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55286

Artikelnummer: CM0022340

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cadherin-8 (CDH8) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Zelladhäsion und der Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDH8-Kaninchen-pAb
Art	Mensch
GeneID	1006
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CDH8
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P55286
Versand	Kühlakku