

Anti-Cdip1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H305

Artikelnummer: CM0016790

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CDIP1, einen p53-Apoptose-Effektor, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDIP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	I1; CDIP; LITAF1; C16orf5; CDIP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	29965
GenID	29965
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen CDIP1 entspricht (NP_001185983.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H305
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku