


Anti-Cdk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0014135



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDK1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	983
GenID	983
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-297 von humanem CDK1 (NP_001777.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel