

Anti-Cdk1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0003228



Einführung

CDK1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt humanes und murines CDK1 (P06493), eine Serin/Threonin-Kinase, die für den Zellzyklusfortschritt entscheidend ist. Geeignet für Onkologie- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK1-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Spezies	Human
GeneID	983
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 198-297 von humanem CDK1 (NP_001777.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P06493
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel