


Anti-Cdk1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0013661



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CDK1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt CDK1 aus Mensch, Maus und Ratte. Zentrale mitotische Kinase für die Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	983
Gen-ID	983
Immunogen	Synthetisches Peptid/rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 198-297 des humanen CDK1 (NP_001777.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku