

Anti-Cdk10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15131

Artikelnummer: CM0030336

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK10 (Cyclin-abhängige Kinase 10), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines CDK10 (vorhergesagtes MG 41 kDa). Ideal für die Erforschung des Zellzyklus, des Zytoskeletts und der Ziliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALSAS; PISSLRE; CDK10
Spezies	Human
GeneID	8558 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-283 von humanem CDK10 (NP_001092003.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15131
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel