

Anti-Cdk11B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21127

Artikelnummer: CM0015214



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK11B, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human- und Mausproben. Ideal für die Untersuchung von Transkription und Spleißregulation, Zellzyklus und Centromer-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK11B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Spezies	Human
GeneID	984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von humanem CDK11B (NP_277021.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P21127
Protein-Gewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel