

Anti-Cdk11B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P21127

Artikelnummer: CM0017860



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CDK11B, validiert für IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Rolle von CDK11B bei Transkription, Spleißen und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK11B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	984
GeneID	984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 von humanem CDK11B (NP_277021.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21127
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eispackung