

Anti-Cdk12-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Artikelnummer: CM0006624



Einführung

Anti-CDK12-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und Ratten-CDK12, eine Kinase, die die Transkriptionselongation und DNA-Reparatur reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK12-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51755
GeneID	51755
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 420-516 des humanen CDK12 (NP_057591.2) entsprechende Sequenz enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYV4
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Eisbeutel