


Anti-Cdk12-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Artikelnummer: CM0018353



Einführung

Polyklonaler CDK12-Kaninchenantikörper, der gegen die N-terminale Region (AS 1-300) gerichtet ist. Anwendungen: WB, IHC-P, ELISA. Reaktivität: Mensch, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der Transkriptionselongation und der genomischen Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51755
Gen-ID	51755
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen CDK12 (NP_057591.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYV4
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Kühlakku