

Anti-Cdk16 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q00536

Artikelnummer: CM0024831



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK16 (PCTAIRE1, PCTK1) für IF/ICC und ELISA. Validiert für Kreuzreaktivität mit Human, Zielgewicht 56 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5127
Gen-ID	5127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 277-496 von humanem CDK16 (NP_006192.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q00536
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel