

Anti-Cdk18-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q07002

Artikelnummer: CM0023398

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK18 (PCTK3/PCTAIRE3).
Rekombinantes Immunogen (aa 373-474).
Validiert für Western Blot und ELISA.
Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Signaltransduktionsstudien in differenzierten Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
Spezies	Human
GeneID (human)	5129
GeneID	5129
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 373-474 von humanem CDK18 (NP_002587.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q07002
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel