

Anti-Cdk19 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwu1

Artikelnummer: CM0023741

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK19, eine Kinase-Komponente des Mediator-Komplexes, die an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Transkriptions- und Kinase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23097
Gen-ID	23097
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem CDK19 (XP_005266928.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BWU1
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel