


Anti-Cdk2 (Phospho-T160) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0001781



Einführung

Phospho-CDK2-T160 Kaninchen-mAb validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagiert mit humanem, murinem, Rattus CDK2; zielt auf phosphoryliertes T160 ab; ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK2-T160 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
Spezies	Human
GeneID (Human)	1017
GeneID	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T160 von humanem CDK2 (NP_001789.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24941
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche