


Anti-Cdk2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Western Blot Und Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0003252



Einführung

Anti-CDK2 Kaninchen monoklonaler Antikörper (KO validiert) für Western Blot und ELISA. Bestätigte Reaktivität mit menschlichem, murinem und Ratten-CDK2. Validiert für Knockout-Studien. Zielgerichtet gegen die Cyclin-abhängige Kinase 2 (P24941), einen zentralen Regulator des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	[KO validiert] CDK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1017
GeneID	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 199-298 von menschlichem CDK2 (P24941)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24941
Proteingewicht	30 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel