


Anti-Cdk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0022176



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes CDK2 (~30/34 kDa) in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Zellzyklus-, DNA-Reparatur- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CDK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1017
GeneID	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-298 von humanem CDK2 entspricht (NP_001789.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24941
Protein-Gewicht	30 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel