

Anti-Cdk20 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q8IzI9

Artikelnummer: CM0025559

Einführung

CDK20 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA, reagiert mit Human und Ratte. Ideal für Zellzyklus-, Shh-Signalweg- und Ziliogenese-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
Spezies	Human
GeneID (Human)	23552
GeneID	23552
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem CDK20 (Q8IZL9) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8IZL9
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche