


Anti-Cdk2Ap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14519

Artikelnummer: CM0020379



Einführung

CDK2AP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes CDK2AP1 (DOC-1), einen CDK2-Inhibitor und Bestandteil des NuRD-Chromatin-Remodelling-Komplexes. Ideal für Krebs- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK2AP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8099
Gen-ID	8099
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-115 von humanem CDK2AP1 (NP_004633.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14519
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel