

Polyklonaler Anti-Cdk4-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Artikelnummer: CM0017007



Einführung

Polyklonaler CDK4-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem CDK4, einer wichtigen Zellzykluskinase, die den G1/S-Übergang reguliert. Ideal für die Krebsforschung und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMM3; PSK-J3; CDK4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1019
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-303 des humanen CDK4 (NP_000066.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11802
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlbeutel