

Anti-Cdk4 Kaninchen Polymab® Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11802

Artikelnummer: CM0004311



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CDK4, geeignet für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Zellzyklus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CDK4 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CMM3; PSK-J3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1019
GenID	1019
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 204-303 von humanem CDK4 (NP_000066.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11802
Proteinmolekulargewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel